



Nidrigraumabzug

1500 x 2400 x 950 mm

Mögliche Kombinationsbeispiele:

<u>L.FHS.120.XXXX.240</u>	1200 x 2400 x 950 mm
<u>L.FHS.150.XXXX.240</u>	1500 x 2400 x 950 mm
<u>L.FHS.180.XXXX.240</u>	1800 x 2400 x 950 mm
<u>L.FHS.210.XXXX.240</u>	2100 x 2400 x 950 mm

Technische Spezifikationen

Art. Nummer	L.FHS.150.XXXX.240
Breite	1500
Höhe	2400
Tiefe	950
Standard Fronschieber	Schiebetür - im einem Stück - Sicherheitsglas.
Standard Arbeitsplatte	Steinzeug
Standard	Melamin
Standard Volumenstromüberwachung	Nach EN 14175
Optionen	Medienausstattung: Nach Anfrage. Auskleidung: Nach Anfrage (Polypropilen, Steinzeug, Edelstahl, Vollkern). 3-Teilige Schiebetür mit vertikalem und horizontalem Bewegung: Nach Anfrage. Andere Arbeitsplatten: Nach Anfrage. VAV system: Nach Anfrage.
Kategorie	FHS
Abluftanschluss	NW250